

## Instrucciones para usar test no paramétricos (Práctica 6)

---

Para aplicar el Test del Signo, el de Rangos Signados de Wilcoxon y el de Mann-Whitney-Wilcoxon: Es necesario cargar una librería (paquete) que se llama BSDA y que necesita de otros dos paquetes que son el e1071 y el lattice:

1. Bajar estos tres paquetes de la página <http://cran.r-project.org/> y guardarlos en la computadora.
2. Instalar cada uno desde el R yendo en el menú a “Paquetes → Instalar paquetes a partir de archivos zip locales ”
3. Escribiendo el comando “library(BSDA)”, cada vez que abro el R, ya están listos los tests para ser usados.

Para aplicar el Test de la Mediana: Bajar de la página de la materia el archivo “Test de la mediana.R”. Cada vez que lo quiera utilizar tengo que hacer lo que sigue:

Abrirlo con el R yendo en le menú a Archivo “Abrir script”. Seleccionar todo lo que figura y hacer click en el ícono para correr script.